

## 蛋白质相互作用仪（编号：）

<b>厂商：</b> 美国 Pall-fortebio	
<b>仪器型号：</b> OCTET K2	
<b>主要配置：</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 蛋白质相互作用检测系统；</li><li>2. 分析软件；</li><li>3. 数据采集软件。</li></ol> <b>主要技术指标：</b> <p>利用生物膜干涉技术（BLI）可以直接使用植物蛋白粗提物，检测最小分子量不大于 150 道尔顿的全新进口仪器；可以开展蛋白质与蛋白质、蛋白质与核酸、蛋白质与小分子物质、蛋白质与脂分子的相互作用分析；可提供使用的传感器有 18 种；仪器会自动在线背景扣除；可以 24 小时无人监管作业。</p>	<b>联系人：</b> 刘丽萍 <b>电话：</b> 0571-63135676 <b>所属单位：</b> 公共实验平台管理办公室
<b>共享方式：</b> <p>在专业技术人员的指导下使用。</p>	<b>送样要求</b>